


Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20333

Artikelnummer: CM0002800



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TNFR2/TNFRSF1B (P20333), geeignet für WB und ELISA. Vorhergesagtes Molekulargewicht 48 kDa. Für die TNF-Signalwege- und Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFR2/TNFRSF1B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	p75; TBPll; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7133
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 362-461 von menschlichem TNFR2/TNFRSF1B (P20333)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20333
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel