


Anti-Tnfrsf10A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00220

Artikelnummer: CM0029628



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TNFRSF10A (DR4/TRAIL-R1). Rekombinantes Immunogen (aa 269-468). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Für die Apoptose- und Todesrezeptor-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TNFRSF10A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8797
GenID	8797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 269-468 von humanem TNFRSF10A (NP_003835.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00220
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel