

Anti-Tnfrsf10A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - O00220

Artikelnummer: CM0016096



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TNFRSF10A (Death Receptor 4/TRAIL-R1) gerichtet ist. Bestätigt für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande bei ca. 50 kDa (glykosylierte Formen können größer erscheinen). Ideal zur Untersuchung extrinsischer Apoptosewege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF10A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DR4; APO2; CD261; TRAILR1; TRAILR-1; TNFRSF10A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8797
Gen-ID	8797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 269-468 von humanem TNFRSF10A (NP_003835.3) entstammt
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00220
Proteinmasse	50kDa
Versand	Eisbeutel