

Anti-Tnfrsf10C Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14798

Artikelnummer: CM0016059

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TNFRSF10C (DcR1/TRAIL-R3). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Er erforscht die Funktion der Köderrezeptor bei der TRAIL-induzierten Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF10C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCR1-TNFR, TNFRSF10C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8794
GenID	8794
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-238 des humanen TNFRSF10C (NP_003832.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14798
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel