

Anti-Tnfrsf10D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Artikelnummer: CM0025368

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TNFRSF10D (DcR2/TRAIL-R4). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt endogenen TRAIL-Köderrezeptor; Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF10D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8793
Gen-ID	8793
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 257-386 von humanem TNFRSF10D (NP_003831.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UBN6
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel