

Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Ubn6

Artikelnummer: CM0007240

Einführung

Dieser monoklonale Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches TNFRSF10D/TRAILR4 (DcR2, TRAIL-R4) wird unter Verwendung eines rekombinanten Proteinimmunogens hergestellt und für FC validiert. Geeignet für Forschung zur TRAIL-induzierten Apoptose und zur Funktion von Köderrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF10D/TRAILR4 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8793
Gen-ID	8793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 56-211 von menschlichem TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBN6
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel