


Anti-Tnfrsf11A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Artikelnummer: CM0018228



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TNFRSF11A (RANK/CD265), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Osteoklastogenese- und Immunsignalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF11A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8792
Gen-ID	8792
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 466-616 von humanem TNFRSF11A (NP_003830.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6Q6
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eistasche