


Anti-Tnfrsf11A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Artikelnummer: CM0017310



Einführung

Hochwertiger TNFRSF11A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Osteoklastogenese und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF11A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8792
GenID	8792
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 466-616 von humanem TNFRSF11A (NP_003830.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6Q6
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel