


Anti-Tnfrsf11B Polyclonal Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000300

Artikelnummer: CM0020380



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TNFRSF11B für Western Blot, IF-Paraffin, IHC-Paraffin und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TNFRSF11B. Immunogen: rekombinantes Protein entsprechend Aminosäuren 22-280 von humanem TNFRSF11B (NP_002537.3). Forschungsanwendung: Osteoklastogenese, Knochenumbau und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF11B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4982
Gen-ID	4982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 22-280 von humanem TNFRSF11B (NP_002537.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00300
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel