


## Anti-Tnfrsf13C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Rj3

Artikelnummer: CM0013868



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches TNFRSF13C (BAFF-R, CD268), validiert für WB und ELISA, reagiert kreuz mit Maus. Ideal für Forschung zu B-Zell-Überleben und Immundefizienz.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | TNFRSF13C Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Aliase | BAFFR; CD268; CVID4; BAFF-R; BROMIX; prolixin; TNFRSF13C                                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)     | 115650                                                                                                                            |
| GenID              | 115650                                                                                                                            |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-80 von menschlichem TNFRSF13C (NP_443177.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                      |
| SWISS              | Q96Rj3                                                                                                                            |
| Proteingewicht     | 19 kDa                                                                                                                            |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                         |