

Anti-Tnfrsf17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02223

Artikelnummer: CM0017768



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNFRSF17 (BCMA), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die B-Zell-Biologie und die Erforschung der humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
Spezies	Human
GeneID (human)	608
GeneID	608
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TNFRSF17 (NP_001183.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02223
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eistasche