

## Anti-Tnfrsf25 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q93038

Artikelnummer: CM0014468



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TNFRSF25 (DR3, LARD). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Detektiert ein 45-kDa-Protein. Für Studien zur Apoptose und Lymphozyten-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TNFRSF25 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)                                                                         |
| Anmerkungen/Alias | DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| Gen-ID (Human)    | 8718                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25-190 des humanen TNFRSF25 (NP_683866.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q93038                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 45 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                 |