

Anti-Tnfrsf6B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95407

Artikelnummer: CM0014587



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNFRSF6B (Decoy-Rezeptor 3, DcR3). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Forschungen zu Apoptose und Immunsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFRSF6B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8771
GenID	8771
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 des humanen TNFRSF6B (NP_003814.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O95407
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel