


Anti-Tnfsf10-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50591

Artikelnummer: CM0020668



Einführung

Hochwertiger polyklonaler TNFSF10-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes TNFSF10/TRAIL, ein wichtiges Apoptose-induzierendes Zytokin, geeignet für Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFSF10-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8743
GeneID	8743
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50591
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku