


Anti-Tnfsf11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - O14788

Artikelnummer: CM0021571



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TNFSF11 (RANKL, OPGL) für IHC-P- und ELISA-Anwendungen; reagiert mit menschlichen Proben. Ideal für Studien zur Osteoklastendifferenzierung, Immunregulation und Knochenresorption.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFSF11-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8600
GeneID	8600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 165-317 des menschlichen TNFSF11 entspricht (NP_003692.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14788
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku