


Anti-Tnfsf13 (April) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75888

Artikelnummer: CM0016523



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TNFSF13 (APRIL) für WB und ELISA. Erkennt humanes TNFSF13, ein Zytokin, das am Wachstum von Tumorzellen und an Immunprozessen beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFSF13 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8741
GeneID	8741
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 105-247 des humanen TNFSF13 (NP_742085.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75888
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlbeutel