


Anti-Tnfsf13B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y275

Artikelnummer: CM0028572



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes TNFSF13B (BAFF). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die B-Zell-Immunologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFSF13B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10673
GenID	10673
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-160 von humanem TNFSF13B (NP_006564.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y275
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel