

Anti-Tnk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13470

Artikelnummer: CM0022054



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche nicht-rezeptor Tyrosinkinase TNK1, geeignet für WB und ELISA. Beteiligt an der Tumorsuppression und der Regulation des Ras-MAPK-Signalwegs. Ideal für Krebs- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOS1; TNK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8711
GenID	8711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 100-380 von menschlichem TNK1 (NP_001238831.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13470
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel