

Anti-Tnks1Bp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0C2

Artikelnummer: CM0022735

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TNKS1BP1 (TAB182) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Chromatin-, Zytoskelett- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNKS1BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAB182; TNKS1BP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	85456
GenID	85456
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 700-1000 von humanem TNKS1BP1 (NP_203754.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0C2
Proteingewicht	182kDa
Versand	Eisbeutel