


Anti-Tnnc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P63316

Artikelnummer: CM0005379



Einführung

TNNC1 Kaninchen mAb ist ein monoklonaler Antikörper gegen Troponin C, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Herzmuskelforschung und Krankheitsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNNC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Spezies	Mensch
Gen-ID	7134 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem TNNC1 (P63316) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P63316
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel