


Anti-Tnnc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P63316

Artikelnummer: CM0022960



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNNC1 (Troponin C, langsame Skelett- und Herzmuskeln). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Muskelkontraktion und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNNC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7134
GeneID	7134
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 von humanem TNNC1 (NP_003271.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P63316
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel