

Anti-Tnnc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02585

Artikelnummer: CM0028864



Einführung

TNNC2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA an menschlichen, murinen und Rattenproben. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 1-160 des menschlichen Troponin C aus Skelettmuskel abdeckt. Geeignet für die Forschung zur Muskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNNC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7125
GenID	7125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 von menschlichem TNNC2 (NP_003270.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02585
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel