

Anti-Tnni3K Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q59H18

Artikelnummer: CM0030422



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TNNI3K. Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Herzfunktion und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TNNI3K Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CARK; CCDD; TNNI3K
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-75 von humanem TNNI3K (NP_057062.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q59H18
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel