

Polyklonaler Anti-Tnnt1-Antikörper Für Wb, Elisa - P13805

Artikelnummer: CM0014150

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen menschliches TNNT1 (Troponin T der langsamen Skelettmuskulatur), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung zur Muskelkontraktion und Nemalin-Myopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNNT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
Art	Mensch
GeneID	7138
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-262 des menschlichen TNNT1 entspricht (NP_001119604.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13805
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku