

Anti-Tnpo1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92973

Artikelnummer: CM0025842



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNPO1 (Transportin-1), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Kerntransport und Importinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNPO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNB2; TNPO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3842
Gen-ID	3842
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 790-890 von humanem TNPO1 (NP_002261.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92973
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel