

Anti-Tnrc6A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ndv7

Artikelnummer: CM0026390



Einführung

Anti-TNRC6A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der miRNA-vermittelten Gen-Silencing und P-body-Komponenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNRC6A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27327
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NDV7
Proteingewicht	210 kDa
Versand	Eisbeutel