

Anti-Tob2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14106

Artikelnummer: CM0028275

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TOB2, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. TOB2 ist ein antiproliferatives Protein, das den Übergang von G0/G1 zur S-Phase hemmt und im Zytoplasma lokalisiert ist. Ideal für Zellzyklus- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10766
Gen-ID	10766
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von menschlichem TOB2 (NP_057356.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14106
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel