


Anti-Tollip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0E2

Artikelnummer: CM0022254



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TOLLIP, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben; ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] TOLLIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-1RAcPIP; [KD Validiert] TOLLIP
Spezies	Human
GenID (Human)	54472
GenID	54472
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0E2
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel