


Anti-Tollip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0E2

Artikelnummer: CM0021395



Einführung

TOLLIP Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Er zielt auf das Toll-interacting Protein ab, einen Schlüsselregulator der IL-1- und TLR-Signalgebung sowie der Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOLLIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IL-1RAcPIP; TOLLIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54472
GenID	54472
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-274 von menschlichem TOLLIP (NP_061882.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0E2
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel