


Anti-Tom1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60784

Artikelnummer: CM0026924



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TOM1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Target of Myb1, beteiligt am endosomalen Transport ubiquitinerter Proteine. Ideal für Autophagie- und Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD85; TOM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10043
Gen-ID	10043
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 314-493 von humanem TOM1 (NP_001129204.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60784
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche