


Anti-Tom1L1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75674

Artikelnummer: CM0022076



Einführung

Anti-TOM1L1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit humanem, murinem und Ratten-TOM1L1. TOM1L1 ist ein Adapterprotein, das an Signalwegen beteiligt ist und im Golgi-Apparat sowie in Endosomen lokalisiert ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM1L1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRASM; TOM1L1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10040
GeneID	10040
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen TOM1L1 (NP_005477.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75674
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Icebag