

Anti-Tom20 Monoklonaler Antikörper (Konjugiert) Für Wb Und If - Q15388

Artikelnummer: CM0010422



Einführung

Vorkonjugierter Anti-TOM20 Kaninchen monoklonaler Antikörper für den direkten Nachweis von humanem TOM20 in WB, IF/ICC und IF-P. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Imports und der Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	konjugierter TOM20 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Spezies	Human
Gen-ID	9804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-145 von humanem TOM20 (NP_055580.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel