

Anti-Tom20 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15388

Artikelnummer: CM0005256



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes TOM20, validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen Import.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TOM20 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Spezies	Human
GeneID (human)	9804
GeneID	9804
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem TOM20.
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Protein-Gewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel