

Anti-Tom20-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15388

Artikelnummer: CM0030288



Einführung

TOM20 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der menschliches, murines und rattiges TOM20 erkennt. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; ideal für Studien zum mitochondrialen Import, zur Mitophagie und Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM20 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9804
Gen-ID	9804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 1-145 von menschlichem TOM20 (NP_055580.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel