


Anti-Tom20 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

Artikelnummer: CM0002726



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes TOM20, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TOM20, einen wichtigen mitochondrialen Importrezeptor. Ideal für mitochondriale Forschung und Mitophagie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM20 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Spezies	Human
GeneID (human)	9804
GeneID	9804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-145 von humanem TOM20 (NP_055580.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eistasche