


Anti-Tom20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15388

Artikelnummer: CM0019310



Einführung

TOM20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf mitochondriales Importrezeptor TOM20-Homolog (Q15388) ab, das an Mitophagie und Proteintranslokation beteiligt ist. Ideal für mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAS20; MOM19; TOM20; 20
Spezies	Mensch
GenID	9804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-145 von humanem TOM20 (NP_055580.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel