

Anti-Tom70 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 094826

Artikelnummer: CM0002071



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-anti-TOM70-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TOM70, einen mitochondrialen Importrezeptor und Mediator der antiviralen Antwort. Ideal für Mitochondrienforschung und Studien zu viralen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM70 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9868
Gen-ID	9868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 245-608 des humanen TOM70 (NP_055635.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94826
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel