

Anti-Tom70 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94826

Artikelnummer: CM0028548



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TOM70 (mitochondrialer Importrezeptor-Untereinheit TOM70). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Proteinimports und der antiviralen Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOM70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9868
GeneID	9868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 245-608 von humanem TOM70 (NP_055635.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94826
Protein-Gewicht	67 kDa
Versand	Eistasche