

Anti-Tomm22 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns69

Artikelnummer: CM0015542



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TOMM22, eine Untereinheit des mitochondrialen Importrezeptors, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu mitochondrialem Import, Mitophagie und Preprotein-Translokation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Spezies	Human
GeneID (Human)	56993
GeneID	56993
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-83 von humanem TOMM22 (NP_064628.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NS69
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel