

Anti-Tomm22 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ns69

Artikelnummer: CM0011027



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TOMM22, validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt die mitochondriale Importrezeptor-Untereinheit TOM22 Homolog bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM22 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	56993
GeneID	56993
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NS69
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel