

Anti-Tomm34 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Q15785

Artikelnummer: CM0010621

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen TOMM34, einen mitochondrialen Importrezeptor, gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Proteinimports und der Vorläufer-Chaperon-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM34 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-309 von menschlichem TOMM34 (NP_006800.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q15785
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel