

Anti-Tomm40 Monoklonaler Antikörper Für Wb - 096008

Artikelnummer: CM0005356



Einführung

Anti-TOMM40 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TOMM40. Für die Erforschung des mitochondrialen Imports und der Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM40 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Spezies	Human
GeneID (human)	10452
GeneID	10452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 von humanem TOMM40 enthält (NP_001122388.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O96008
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel