

Anti-Tomm40 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96008

Artikelnummer: CM0026621



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TOMM40, eine Schlüsselkomponente der mitochondrialen Translokase. Geeignet für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen; kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Imports und der Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM40 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Spezies	Human
GeneID (Human)	10452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-90 des humanen TOMM40 (NP_001122389.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O96008
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche