

Anti-Tomm40L Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969M1

Artikelnummer: CM0020995

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-TOMM40L-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes TOMM40L, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zum mitochondrialen Proteinimport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM40L Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TOMM40B; TOMM40L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84134
GenID	84134
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TOMM40L entspricht (NP_115550.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q969M1
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel