

Anti-Tomm5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q8N4H5

Artikelnummer: CM0022608



Einführung

Kaninchen-polyklonaler TOMM5-Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Erkennt humanes und murines TOMM5, eine Untereinheit des TOM-Komplexes, die am mitochondrialen Proteinimport und der Mitophagie-Signalgebung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOMM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	401505
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-51 von humanem TOMM5 (NP_001001790.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N4H5
Protein-Gewicht	6kDa
Versand	Eistasche