

Anti-Top1Mt Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q969P6

Artikelnummer: CM0024548

Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen die humane mitochondriale DNA-Topoisomerase I (TOP1MT), validiert für Anwendungen WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und Ratten-TOP1MT. Geeignet für Forschung im Bereich der Mitochondrienbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOP1MT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOP1MT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	116447
GenID	116447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 470-550 des humanen TOP1MT (NP_443195.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q969P6
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel