


Anti-Top2A (Dna-Topoisomerase II Alpha) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11388

Artikelnummer: CM0020928



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TOP2A, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt DNA-Topoisomerase II alpha, ein Schlüsselenzym für DNA-Topologie und Chromosomensegregation. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A) Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A)
Spezies	Human
Gen-ID	7153
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 1100-1200 von humanem TOP2A, NP_001058.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11388
Proteingewicht	174 kDa
Versand	Eisbeutel