

Kaninchen-Polyclonales Anti-Topors Antikörper Für Wb Und Elisa - Q80Z37

Artikelnummer: CM0019144

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Topors (LUN/p53BP3), eine E3-Ubiquitin- und SUMO1-Ligase, die an der Tumorsuppression beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur p53-Regulierung und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Topors Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LUN; TP53BPL; p53BP3/LUN; Topors
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	106021
GenID	106021
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von Maus-Topors entspricht (NP_598858.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q80Z37
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Eisbeutel