

Anti-Tor4A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nxx8

Artikelnummer: CM0002725

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches TOR4A (Torsin-4A) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-130 des menschlichen TOR4A (Q9NXH8) umfasst.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TOR4A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C9orf167; TOR4A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54863
Gen-ID	54863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 des menschlichen TOR4A (Q9NXH8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NXH8
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel