

Anti-Torc2/Crtc2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q53Et0

Artikelnummer: CM0002143



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TORC2 (CRTC2), validiert für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Nützlich für die Untersuchung der CREB-vermittelten Transkription, Glukoneogenese und mitochondrialen Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TORC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TORC2; TORC-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	200186
Gen-ID	200186
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 594-693 von humanem TORC2 (Q53ET0) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q53ET0
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel